




Silla de Ruedas de Aluminio Reclinable con Elevapiernas

Código: **SR-234**



Especificaciones	
Categoría	Posturales / Reclinables > Sillas de ruedas
Soporta hasta	114 kg
Ancho de asiento	41 45
Color	Negro
Material	Aluminio
Peso del producto	23 kg
Tipo	postural reclinable, manual
Profundidad de asiento	43 cm
Respaldo	totalmente reclinable 90 a 163 grados (cilindros de aire)
Altura del respaldo	85 cm
Altura total	130 cm
Apoyapiés	rebatibles, elevables y desmontables (elevapiernas)
Apoyabrazos	desmontables, regulables en altura
Apoyacabeza	regulable en altura, desmontable
Ruedas traseras	24 pulgadas (60 cm) con radios y aros de aluminio, ejes ajustables en altura
Ruedas delanteras	solidas 8 pulgadas (20 cm), giratorias con angulo ajustable
Tapizado	nailon transpirable y repelente al agua
Peso maximo soportado	114 kg

Descripción

Silla de ruedas manual de aluminio, reclinable con elevapiernas, diseñada para brindar comodidad, funcionalidad y soporte postural en el uso diario. Marco de aleacion de aluminio liviano y resistente, con respaldo totalmente reclinable de 90 a 163 grados mediante cilindros de aire. Apoyapiés elevables para descarga de las piernas y apoyacabeza regulable.

Respaldo de la compra



Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.