




Silla de Ruedas Motorizada Bipedestadora

Código: SE-303



Especificaciones	
Categoría	Bipedestadora > Sillas de ruedas eléctricas
Soporta hasta	135 kg
Ancho de asiento	41 45 50
Tipo	Silla de ruedas motorizada bipedestadora
Bipedestacion	electronica (de sentado a de pie)
Traccion	delantera
Velocidad maxima	9 km/h
Reclinacion de respaldo	hasta 120 grados (electronica)
Asiento	anatomico S-Ergo (antideslizante, antiescaras)
Apoyabrazos	regulables en altura
Apoyacabezas	incluido
Baterias	50 Ah
Ancho total	63 cm
Ruedas delanteras	36 cm antipinchaduras
Ruedas traseras	15 cm antipinchaduras Joystick plegable

Descripción

Silla de ruedas motorizada con funcion de bipedestacion: mediante un mecanismo electronico permite al usuario pasar de la posicion sentado a de pie, favoreciendo la circulacion, la digestion y la interaccion social a la altura de los demas. Cuenta con traccion delantera para mayor estabilidad y maniobrabilidad en espacios reducidos, asiento anatomico S-Ergo que evita el deslizamiento y reduce el riesgo de ulceras por presion, y respaldo con reclinacion electronica de hasta 120 grados.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.