




Silla de Ruedas Manual Desmontable de Acero

Código: **SR-102**



Especificaciones

Categoría	Manuales de acero > Sillas de ruedas
Soporta hasta	80 kg
Ancho de asiento	41 cm
Material	Acero
Peso del producto	19 kg
Peso soportado	hasta 80 kg
Apoyabrazos y apoyapies	desmontables
Plegable	Si

Descripción

Silla de ruedas manual con estructura de acero, ideal para uso diario. Plegado lateral para transporte y guardado.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.