



Silla de Ruedas Super Reforzada 55 cm

Código: **SR-107**



Especificaciones

Categoría	Manuales de acero > Reforzadas > Sillas de ruedas
Soporta hasta	180 kg
Ancho de asiento	55 cm
Material	Acero
Peso del producto	21 kg

Descripción

Silla de ruedas manual super reforzada con estructura de acero y doble cruceta. Apoyabrazos rebatibles tipo escritorio y apoyapiés rebatibles y desmontables. Ruedas traseras de 60 cm y delanteras de 20 cm. Frenos manuales laterales. Asiento y respaldo de tela ignífuga. Ancho de asiento 55 cm, ancho total 72 cm, profundidad 45 cm. Soporta hasta 180 kg.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.