



Silla de Ruedas de Traslado Reforzada 56 cm

Código: **SR-108**



Especificaciones

Categoría	De traslado > Reforzadas > Sillas de ruedas
Soporta hasta	180 kg
Ancho de asiento	56 cm
Material	Acero

Descripción

Silla de ruedas de traslado reforzada con estructura de acero y doble cruceta. Apoyabrazos desmontables y apoyapiés rebatibles y desmontables. Ruedas traseras de 30 cm y delanteras de 20 cm. Frenos en manija de acompañante. Ancho de asiento 56 cm, ancho total 67 cm, profundidad 45 cm. Soporta hasta 180 kg.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.