



Silla de Ruedas de Traslado 43 cm

Código: **SR-109**



Especificaciones

Categoría	De traslado > Sillas de ruedas
Soporta hasta	100 kg
Ancho de asiento	43 cm
Material	Acero
Peso del producto	12,9 kg

Descripción

Silla de ruedas de traslado con chasis de acero plegable. Apoyabrazos fijos, apoyapiés rebatibles y desmontables, respaldo rebatible. Cubiertas solidas (no inflables), tapizado de tela lavable. Frenos tipo bicicleta y a palanca. Bolsillo trasero. Ancho de asiento 43 cm, ancho total 56 cm, altura total 96 cm. Peso 12,9 kg. Soporta hasta 100 kg.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.