



Silla de Ruedas S1 de Acero

Código: **SR-111**



Especificaciones	
Categoría	Manuales de acero > Sillas de ruedas
Soporta hasta	100 kg
Ancho de asiento	41 43 46
Material	Acero
Peso del producto	17 kg
Modelo	S1
Color	Plateado
Ancho del respaldo	50 cm
Altura total	91 cm
Peso maximo soportado	100 kg

Descripción

Silla de ruedas manual modelo S1, estructura de acero con doble cruceta para mayor estabilidad, plegable para facil traslado y guardado.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.