



Silla de Ruedas Ancha Reforzada Asiento/50 cm

Código: **SR-112**



Especificaciones

Categoría	Manuales de acero > Reforzadas > Sillas de ruedas
Soporta hasta	150 kg
Ancho de asiento	50 cm
Material	Acero
Peso del producto	20 kg

Descripción

Silla de ruedas ancha reforzada con chasis plegable de acero. Apoyabrazos tipo escritorio desmontables y apoyapiés regulables en altura. Ruedas traseras de 60 cm (autopropulsión) y delanteras de 20 cm. Tapizado en cuerina lavable. Freno y comando bimanual. Ancho de asiento 50 cm, ancho total 70 cm. Soporta hasta 150 kg.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.