



Silla de Ruedas Manual Eco 46 cm

Código: **SR-119**



Especificaciones

Categoría	Manuales de acero > Sillas de ruedas
Soporta hasta	115 kg
Ancho de asiento	46 cm
Material	Acero
Peso del producto	19,5 kg

Descripción

Silla de ruedas manual de acero, línea económica. Apoyabrazos fijos acolchados. Asiento y respaldo de nylon ignífugo y respirable. Apoyapiés desmontables, regulables en altura y rebatibles. Plegable. Ruedas traseras de 60 cm (autopropulsión) y delanteras de 20 cm. Frenos manuales bilaterales. Ancho de asiento 46 cm, profundidad 40 cm, ancho total 62,5 cm. Peso 19,5 kg. Soporta hasta 115 kg.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.