



Silla de Ruedas de Aluminio para Ambulancia

Código: **SR-212**



Especificaciones

Categoría	Manuales de aluminio > Sillas de ruedas
Soporta hasta	90 kg
Ancho de asiento	40 cm
Material	Aluminio
Peso del producto	7,2 kg
Profundidad de asiento	33 cm
Ancho total	50 cm
Ruedas	macizas 20 / 12,5 cm
Peso soportado	hasta 90 kg
Apoyabrazos y apoyapiés	rebatibles
Frenos	manuales con traba
Incluye	cinturón abdominal
Plegable	Si

Descripción

Silla de ruedas de aluminio anodizado, angosta y ultraliviana, pensada para traslado en ambulancia y espacios reducidos.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.