



Silla de Ruedas de Aluminio Ultraliviana Ethos

Código: **SR-222**



Especificaciones	
Categoría	Manuales de aluminio > Sillas de ruedas > Ultralivianas
Soporta hasta	124 kg
Ancho de asiento	30-51
Material	Aluminio
Peso del producto	5,26 kg
Profundidad de asiento	36 a 51 cm
Camber	0°, 2°, 4°, 6°, 8°
Peso soportado	hasta 124 kg
Tecnología	ISO Tech (aislamiento de vibraciones)
Respaldo	plegado frontal con sistema Relax
Entrega	7 días

Descripción

Silla de ruedas ultraliviana de aluminio 7000, cuadro rígido con sistema ISO Tech para aislamiento de vibraciones. El chasis se divide en parte inferior y superior unidas por polímeros intercambiables que absorben el impacto. Respaldo de plegado frontal con sistema Relax y regulación del centro de gravedad.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.