



Silla de Ruedas Motorizada Jazzy EVO 613 — Pride Mobility

Código: SE-302



Especificaciones	
Categoría	Con butaca > Sillas de ruedas eléctricas
Soporta hasta	136 kg
Ancho de asiento	46 cm
Peso del producto	86 kg
Tipo	Silla de ruedas motorizada (eléctrica) con butaca
Marca	Pride Mobility (Estados Unidos)
Modelo	Jazzy EVO 613
Tracción	central Mid-Wheel 6, dos motores en línea
Suspensión	patentada Active-Trac ATX
Velocidad máxima	8,2 km/h
Autonomía	hasta 22 km con 136 kg / hasta 27 km con 90 kg
Asiento	respaldo alto, espuma con memoria, giratorio, inclinación limitada
Profundidad de asiento	46 a 51 cm, regulable
Apoyabrazos	regulables en altura, ancho, profundidad y ángulo
Altura asiento al piso	50 a 54 cm
Ancho de base	56 cm
Radio de giro	56 cm
Despeje al piso	7,6 cm
Largo total	104 cm con apoyapiés / 89 cm sin apoyapiés
Ruedas	delanteras 12,7 cm, centrales 33 cm macizas, traseras 12,7 cm
Frenos	regenerativo y electromecánico
Electrónica	controlador GC3 de 40 A
Color	Iceberg Blue



de giro muy corto de 36 cm para maniobrar en espacios reducidos. El asiento es de respaldo alto y espuma con memoria, giratorio, con inclinación limitada y profundidad regulable. Se accede al controlador y a la batería sin bajarse de la silla.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.