



Silla de Ruedas Motorizada Scooter 3 Ruedas

Código: **SE-310**



Especificaciones

Categoría	Scooter > Sillas de ruedas eléctricas
Soporta hasta	136 kg
Tipo	Scooter motorizado de 3 ruedas
Velocidad maxima	6,5 km/h
Bateria	12 V
Cargador	en el manubrio, doble voltaje (a bordo o externo)
Fundas intercambiables	roja y azul

Descripción

Scooter electrico de 3 ruedas pensado para desplazamientos comodoss en interiores y exteriores. Se desarma rapido y facil en 5 piezas livianas (la mas pesada de 15 kg) para transportarlo en el baul del auto. Incluye canasto delantero para guardar objetos y cargador montado en el manubrio de doble voltaje, que permite cargar con la bateria puesta o por separado.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.