



Silla de Ruedas Motorizada Scooter 4 Ruedas de Paseo

Código: SE-335



Especificaciones	
Categoría	Scooter > Sillas de ruedas eléctricas
Soporta hasta	136 kg
Ancho de asiento	43 cm
Peso del producto	46,5 kg
Tipo	Scooter motorizado de 4 ruedas
Velocidad maxima	8 km/h
Autonomia	hasta 18 km
Baterías	2 de 12 Ah (5 kg cada una)
Cargador	2 A
Pendiente maxima segura	10 grados con 120 kg
Profundidad de asiento	38 cm (15")
Altura del respaldo	38 cm
Altura del asiento al piso	35 cm
Largo	100 cm
Altura total	84 cm
Despeje al piso	4,5 cm
Radio de giro	150 cm
Ruedas	8 x 2 pulgadas Desarmable en 5 piezas

Descripción

Scooter electrico de 4 ruedas pensado para paseos y desplazamientos en exteriores con mayor estabilidad. Alcanza una velocidad maxima de 8 km/h con una autonomia de hasta 18 km, y soporta usuarios de hasta 136 kg. Se desarma en 5 piezas para transportarlo: el asiento (12,5 kg) y las baterías (5 kg cada una) se quitan facilmente. Equipado con doble batería de 12 Ah y cargador de 2 A.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

