



Silla de Ruedas Motorizada Compacta

Código: SE-336



Especificaciones

Categoría	Compactas / Plegables > Sillas de ruedas eléctricas
Soporta hasta	100 kg
Ancho de asiento	44 cm
Peso del producto	26,5 kg
Tipo	Silla de ruedas motorizada plegable
Motor	24 V 180 W x 2
Batería	litio (Li-ion) 24 V 20 Ah
Autonomía	hasta 20 km
Velocidad máxima	6 km/h
Profundidad de asiento	40 cm
Altura del asiento al piso	46 cm
Altura del respaldo	46 cm
Medidas	98 x 60 x 95 cm
Medidas plegada	80 x 60 x 40 cm
Ruedas delanteras	8 pulgadas
Ruedas traseras	10 pulgadas
Radio de giro	hasta 1,2 m

Descripción

Silla de ruedas motorizada compacta y plegable, ideal para uso diario y traslado. Equipada con batería de litio (mas liviana y de carga rapida) que le da una autonomía de hasta 20 km, y doble motor de 180 W. Pesa solo 26,5 kg (23 kg sin batería) y se pliega a un tamaño reducido para guardarla o llevarla en el auto.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.