



Silla de Ruedas Motorizada Litio

Código: SE-338



Especificaciones	
Categoría	Compactas / Plegables > Sillas de ruedas eléctricas
Soporta hasta	100 kg
Ancho de asiento	40 cm
Material	Aluminio
Peso del producto	21 kg
Tipo	Silla de ruedas motorizada plegable (plegado frontal)
Motor	130 W x 2
Batería	litio, de extraccion rapida
Autonomia	hasta 20 km
Velocidad maxima	6 km/h
Profundidad de asiento	42 cm
Ancho total	62 cm
Altura del asiento al piso	46 cm
Altura del respaldo	40 cm
Ruedas delanteras	20 cm
Ruedas traseras	30 cm Freno electromagnetico, ruedas antivuelco Luces LED en apoyabrazos Puerto de carga USB Uso manual sin bateria

Descripción

Silla de ruedas motorizada de marco de aluminio con batería de litio de extracción rápida, ideal para uso diario y traslado. Su plegado frontal la hace compacta para guardar y transportar. Incluye luces LED en los apoyabrazos, freno electromagnético, ruedas antivuelco, puerto de carga USB y la posibilidad de usarla en modo manual cuando la batería está agotada.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

