



Silla de Ruedas Motorizada Plegable Reforzada

Código: SE-339



Especificaciones	
Categoría	Compactas / Plegables > Sillas de ruedas eléctricas
Soporta hasta	120 kg
Ancho de asiento	45 cm
Peso del producto	43,5 kg
Tipo	Silla de ruedas motorizada electrica Modelo / codigo interno: 339
Motor	250 W
Voltaje	24 V
Bateria	12 Ah (incluida)
Autonomia	hasta 15 km
Velocidad maxima	6 km/h
Angulo maximo de inclinacion	10 grados
Estructura	metalica reforzada
Diseno	plegable
Frenos	electromagneticos
Cantidad de ruedas	4
Ancho del respaldo	45 cm
Altura del respaldo	40 cm
Peso neto	43,5 kg
Color	negro
Altura total	92 cm
Ancho cerrado	40 cm
Medidas ensamblada	114 x 63 x 92 cm
Medidas guardada	75 x 73 x 43 cm

Descripción

Silla de ruedas motorizada electrica plegable, diseñada para brindar autonomia, seguridad y comodidad a personas con movilidad reducida. El modelo 339 de Ortopedia Belgrano combina una estructura robusta con un sistema de plegado practico que facilita el



Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.