




Silla de Ruedas Motorizada Plegable Litio

Código: SE-342



Especificaciones

Categoría	Compactas / Plegables > Sillas de ruedas eléctricas
Soporta hasta	100 kg
Ancho de asiento	42 cm
Material	Aluminio
Peso del producto	22 kg
Tipo	Silla de ruedas motorizada plegable
Motor	260 W
Batería	litio 24 V (incluida)
Velocidad maxima	6 km/h
Ancho del respaldo	40 cm
Altura del respaldo	40 cm
Ancho cerrada	45 cm
Altura total	90 cm
Cantidad de ruedas	4
Color	negro
Incluye	cargador y funda cubre asiento y respaldo

Descripción

Silla de ruedas motorizada plegable y liviana, equipada con batería de litio de 24 V. Pesa apenas 22 kg, lo que facilita levantarla y guardarla, y se pliega de forma compacta para transportarla. Su motor de 260 W brinda una conducción estable para uso en interiores y exteriores. Incluye cargador y funda cubre asiento y respaldo.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.