



Silla de Ruedas Motorizada Plegable Economica

Código: SE-344



Especificaciones

Categoría	Compactas / Plegables > Sillas de ruedas eléctricas
Soporta hasta	100 kg
Ancho de asiento	45 cm
Peso del producto	34,7 kg
Tipo	Silla de ruedas motorizada plegable Modelo / código interno: C344
Motor	100 W
Voltaje de la batería	24 V (incluida)
Velocidad máxima	6 km/h
Ancho del respaldo	45 cm
Altura del respaldo	41 cm
Ancho cerrada	40 cm
Altura total	91 cm
Cantidad de ruedas	4
Color	negro

Descripción

Silla de ruedas motorizada plegable, la opción más accesible de la línea para quienes buscan autonomía de desplazamiento a un precio conveniente. Su plegado compacto facilita guardarla y llevarla en el auto, y la batería de 24 V (incluida) permite el uso diario en interiores y exteriores.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.