



Elevador de Inodoro con Traba Ajustable

Código: **SB-502**



Especificaciones

Categoría	Elevadores de inodoro > Sanitario y baño
Material	Plástico
Tipo	Elevador de inodoro
Eleva	12 cm
Medidas	40 x 40 cm
Agujero interno	22 x 25 cm

Descripción

Elevador de inodoro fabricado en poliestireno de alta densidad (plástico reforzado), que aumenta la altura del inodoro en 12 cm para mayor comodidad y seguridad. Cuenta con una traba ajustable que lo mantiene fijo al inodoro, y se adapta tanto a inodoros como a bidets.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.