



Elevador de Inodoro con Apoyabrazos

Código: **SB-504**



Especificaciones

Categoría	Elevadores de inodoro > Sanitario y baño
Soporta hasta	110 kg
Material	Plástico
Peso del producto	1,5 kg
Tipo	Elevador de inodoro con apoyabrazos
Eleva	12 cm
Apoyabrazos	si Escotadura anterior y posterior Ajuste por tornillo sin fin
Medidas	55 x 44 cm (alto 13 cm) Soporta hasta 110 kg
Peso	1,5 kg

Descripción

Elevador de inodoro con apoyabrazos, indicado para personas operadas de cadera o columna o con dificultad para flexionar la cadera. Eleva 12 cm y se fija al inodoro mediante un sistema de ajuste de tornillo sin fin. Cuenta con escotadura anterior y posterior para facilitar la higiene del paciente. Cuerpo construido en una sola pieza.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.