



Silla de Ruedas de Aluminio Ultraliviana Rigida Premium a Medida

Código: SR-205



Especificaciones	
Categoría	Manuales de aluminio > Sillas de ruedas > Ultralivianas
Soporta hasta	125 kg
Ancho de asiento	41 45
Material	Aluminio
Peso del producto	8,3 kg
Chasis	rigido, plegado frontal
Centro de gravedad	ajustable (vertical y antero-posterior)
Respaldo	tela regulable en altura, profundidad y angulo
Ruedas traseras	llantas 24" neumaticos antipinchaduras, eje quick release, aros de propulsion con color a eleccion
Ruedas delanteras	5" x 1.5" Full Poly
Apoyapies	pedana unica regulable en altura Protectores laterales de ropa
Peso de transporte	desde 4 kg
Limite de peso del usuario	125 kg Disponible en variedad de colores

Descripción

Silla de ruedas de autopropulsion ultraliviana de cuadro rigido, confeccionada en aluminio aeronautico 7020 con tratamiento ShapeLock. Chasis rigido con centro de gravedad ajustable en sentido vertical y antero-posterior, y cuadro de plegado frontal con sistema de desbloqueo por barra. Respaldo de tela regulable en altura, profundidad y angulo de inclinacion. Ruedas traseras desmontables con eje de extraccion rapida. Configurable a medida del usuario, con amplia variedad de colores y opciones.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.