



Silla de Ruedas de Traslado Pediatrica de Aluminio

Código: **SR-208**



Especificaciones

Categoría	De traslado > Pediátricas > Sillas de ruedas
Soporta hasta	50 kg
Ancho de asiento	38 cm
Material	Aluminio
Peso del producto	7,5 kg
Tipo	silla de traslado pediatria
Ancho total	55 cm

Descripción

Silla de ruedas de traslado pediatria, confeccionada en aluminio, liviana y plegable. Respaldo y asiento de tela, con arnes de cinco puntos regulable para la sujecion y seguridad del nino. Apoyapiés desmontable y regulable. Ideal para el traslado comodo y seguro de pacientes pediatricos.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.