



Silla de Ruedas de Paseo Postural Reclinable con Tilt y Capota

Código: SR-215



Especificaciones

Categoría	Pediátricas > Posturales / Reclinables > Sillas de ruedas
Ancho de asiento	30 33 36 39
Material	Aluminio
Tipo	paseo y postura, plegable, a medida Sistema
Tilt	respaldo extraíble y reversible, basculación hasta 45 grados
Respaldo	reclinable de 90 a 160 grados, ajustable en altura
Asiento	amplia regulación en profundidad
Laterales de cadera	ajustables en ancho y profundidad
Soportes laterales de tronco	acolchados, ajustables en altura y ancho
Apoyacabeza	ajustable, soporte ergonómico
Apoyapiés	ajustable en altura e inclinación
Ruedas traseras	30 cm extraíbles, freno a pedal que bloquea ambas
Ruedas delanteras	19 cm, horquilla plástica, giro libre
Capacidad de peso	personalizable según requerimientos
Origen	Industria Argentina (fabricación aprox. 45 días)

Descripción

Silla de ruedas de paseo y postura, con diseño plegable y funcional, que combina versatilidad, ergonomía y comodidad para el usuario y el acompañante. Ideal para brindar soporte postural y facilitar los desplazamientos en cualquier entorno. Unidad de asiento avanzada con sistema TILT y reclinación múltiple, fabricada a medida.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

