



Silla de Ruedas de Aluminio Ultraliviana Catalyst 5 VX

Código: **SR-221**



Especificaciones

Categoría	Manuales de aluminio > Sillas de ruedas > Ultralivianas
Soporta hasta	135 kg
Ancho de asiento	36-56
Material	Aluminio
Peso del producto	6,3 kg
Profundidad de asiento	36 a 51 cm
Ruedas	traseras 60 cm / delanteras 15 cm
Peso soportado	hasta 135 kg
Apoyabrazos	regulables en altura y desmontables tipo T-Arm
Apoyapiés	rebatibles in-out y desmontables
Entrega	7 días
Plegable	Si

Descripción

Silla de ruedas ultraliviana plegable en aluminio 7000 con doble cruceta ovalizada sistema Catalyst. Centro de gravedad regulable hasta 10 cm y eje de extracción rápida de ruedas.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.