



Silla de Ruedas Postural de Aluminio con Sistema Tilt y Plegado Lateral

Código: **SR-236**



Especificaciones	
Categoría	Pediátricas > Posturales / Reclinables > Sillas de ruedas
Soporta hasta	75 kg
Ancho de asiento	25 30 35 40 43
Material	Aluminio
Peso del producto	9,3 kg
Tipo	postural con sistema Tilt balanceado
Tilt	balanceado 0 a 45 grados (a pedal o manual)
Plegado	lateral y frontal super compacto
Altura de chasis	regulable entre 37 y 48 cm Ajuste de profundidad en horquilla delantera
Ruedas traseras	30 cm, cubiertas antipinchaduras, extraccion rapida
Ruedas delanteras	15 x 3,5 cm, antipinchaduras Sistema de frenos unico a pedal
Apoyabrazos	de escritorio, extraibles, regulables en altura y profundidad
Apoyapiés	independientes, regulables, desmontables, rebatibles in/out (para ascensores estrechos)
Manija de empuje	regulable en altura y angulo, con plegado
Peso del chasis	9,3 kg Certificacion Crash Test ANSI/RESNA WC19
Garantia	de por vida en chasis y ejes, 1 ano en partes
Origen	USA (ANMAT PM 2404-7)

Descripción

Silla de ruedas postural con sistema Tilt balanceado (basculacion de 0 a 45 grados mediante guia de rodillos en forma de arco, que mantiene el centro de gravedad), de accionamiento a pedal o manual. Chasis de aluminio serie 7000, con plegado lateral y frontal super compacto y altura regulable. Certificacion internacional de Crash Test ANSI/RESNA WC19 para traslado en vehiculo. Origen USA.



Empresa:

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.