



Andador con Apoyo de Rodilla (Knee Walker), 4 Ruedas con Freno

Código: **AN-622**



Especificaciones

Categoría	Andadores > Con ruedas
Soporta hasta	125 kg
Color	Negro
Material	Aluminio

Descripción

Andador con apoyo de rodilla (knee walker) para lesiones de pie o tobillo: se apoya la rodilla y se impulsa con la otra pierna. 4 ruedas, frenos y canasto. Soporta hasta 125 kg. Apoyo acolchado para la rodilla, altura regulable Ideal para lesiones de pie o tobillo (evita cargar peso en la pierna) 4 ruedas con frenos de mano Canasto incluido Plegable

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.