



Grúa Elevadora de Pacientes Eléctrica

Código: **GR-1102**



Especificaciones

Categoría	Eléctrica > Grúas
Soporta hasta	130 kg
Peso del producto	50 kg

Descripción

Grúa elevadora de pacientes con motor eléctrico y mando de control. Eleva y traslada al paciente sin esfuerzo. Soporta hasta 130 kg. Altura máxima 173 cm. Elevación eléctrica motorizada con mando de control Pluma/brazo giratorio para traslado cama-silla-sillón. Altura máxima 173 cm. Base con ruedas y patas de apertura regulable.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.