



Almohadon Antiescaras Viscoelastico de Esferas 41 cm

Código: **AL-409**



Especificaciones	
Categoría	Almohadones antiescaras › Viscoelástico
Soporta hasta	100 kg
Ancho de asiento	41 cm
Material	Espuma viscoelástica
Tipo	Almohadon antiescaras viscoelastico de esferas
Forma	cuadrada
Medidas	41 x 41 x 8 cm Soporta hasta 100 kg
Composicion	poliuretano viscoelastico (60 kg/m3) y alta resiliencia (90 kg/m3)
Funda	desmontable y lavable, tela dry-fit Ajuste con broche

Descripción

Almohadon antiescaras de esferas viscoelasticas que reducen los puntos de apoyo y disminuyen la presion en la zona, previniendo escaras y ulceras por presion. Se puede usar en silla de ruedas o en cualquier asiento, con ajuste mediante broche. Tela agradable a la piel (dry-fit) y funda desmontable y lavable.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.