



Almohadon Antiescaras de Gel

Código: **AL-421**



Especificaciones

Categoría	Almohadones antiescaras > Gel
Soporta hasta	160 kg
Ancho de asiento	43 cm
Material	Gel
Peso del producto	1,8 kg
Tipo	Almohadon antiescaras de gel
Relleno	gel de silicona
Funda	tela
Forma	cuadrada
Medidas	43 x 43 x 7 cm
Color	negro

Descripción

Almohadon antiescaras relleno de gel de silicona, que se adapta al cuerpo y distribuye la presion de forma uniforme para prevenir escaras y ulceras por presion. De alta resistencia, soporta hasta 160 kg. Funda de tela y formato cuadrado, ideal para silla de ruedas o cualquier asiento.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.