



Cama Ortopédica Manual 2 Movimientos, Inclínable

Código: **CM-703**



Especificaciones

Categoría	Camas > Manuales
Soporta hasta	100 kg
Color	Blanco
Material	Acero
Medidas	2.10 m x 0.95 m

Descripción

Cama ortopédica manual de 2 movimientos, respaldo y piernas inclinables, con baranda de seguridad. Soporta hasta 100 kg. 2 movimientos manuales (respaldo y piernas) Baranda de seguridad No requiere ensamblado

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.