



Colchón Antiescaras de Aire con Motor Silencioso (130 Celdas)

Código: **CO-900**



Especificaciones

Categoría	Antiescaras de aire > Colchones
Soporta hasta	135 kg
Color	Beige
Material	PVC
Medidas	200 x 90 cm, altura de celda 7 cm Alimentación 220V

Descripción

Colchón antiescaras de aire con bomba/motor silencioso. 130 celdas con inflado alternante para prevenir úlceras por presión. Soporta hasta 135 kg. Medidas 200 x 90 cm. 130 celdas de aire con presión alternante Bomba/motor silencioso de 22 W incluido Ciclo de inflado de 6 minutos Material PVC, fácil de higienizar

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.