



Colchón Antiescaras de Aire con Motor, PVC Grado Médico (130 Celdas)

Código: **CO-902**



Especificaciones

Categoría	Antiescaras de aire > Colchones
Soporta hasta	100 kg
Color	Crema
Material	PVC
Medidas	190 x 90 cm, altura de celda 7 cm

Descripción

Colchón antiescaras de aire con motor, en PVC de grado médico. 130 celdas con presión alternante para prevención de úlceras. Soporta hasta 100 kg. Medidas 190 x 90 cm. Incluye kit de reparación. 130 celdas de aire con presión alternante Motor/bomba de aire incluido (220V, 50 Hz) PVC de grado médico Incluye colchoneta, parche, motor y kit de reparación

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.