



Colchón Antiescaras de Aire Tubular con Compresor (140 kg)

Código: **CO-904**



Especificaciones

Categoría	Antiescaras de aire > Colchones
Soporta hasta	140 kg
Color	Azul
Material	PVC
Mayor capacidad	hasta 140 kg Material PVC, fácil de higienizar
Medidas	200 x 90 cm Ciclo de inflado de 6 minutos

Descripción

Colchón antiescaras de aire de celdas tubulares con compresor. Presión alternante para prevención de úlceras. Soporta hasta 140 kg. Medidas 200 x 90 cm. Celdas tubulares de aire con presión alternante (20 celdas) Compresor incluido

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.