



Colchón Articulado de 4 Quiebres para Cuidados Intensivos (Antiescaras)

Código: **CO-914**



Especificaciones

Categoría	Antiescaras de espuma > Colchones
Soporta hasta	130 kg
Material	Espuma de alta densidad
Medidas	200 x 90 x 12 cm

Descripción

Colchón articulado en 4 quiebres para cuidados intensivos, en poliuretano de alta densidad HD cuadrículado que distribuye el peso y reduce la formación de escaras. Forro de vinil impermeable, hipoalergénico, ignífugo y antibacterial. Soporta hasta 130 kg. Medidas 200 x 90 x 12 cm. Articulado en 4 quiebres, para cuidados intensivos Poliuretano de alta densidad HD cuadrículado: distribuye el peso y reduce escaras Forro de vinil resistente, hipoalergénico, ignífugo y antibacterial Sellado reforzado anti-filtración de fluidos Impermeable y de fácil limpieza

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.