



Silla de Ruedas Fija Plegable de Acero

Código: **SR-103**



Especificaciones

Categoría	Manuales de acero > Sillas de ruedas
Soporta hasta	115 kg
Color	Negra Blanca con azul
Ancho de asiento	46 cm
Material	Acero

Descripción

Silla de ruedas manual fija de acero reforzado, plegable para facil guardado y traslado. Apoyabrazos y apoyapiés fijos. Ancho de asiento 46 cm, ancho total 65 cm y profundidad de asiento 42 cm. Soporta hasta 115 kg. Disponible en negro y blanco con azul.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.