



Silla de Ruedas Reclinable de Acero

Código: **SR-105**



Especificaciones

Categoría	Posturales / Reclinables > Sillas de ruedas
Soporta hasta	100 kg
Ancho de asiento	41 46
Material	Acero
Peso del producto	23,4 kg

Descripción

Silla de ruedas manual reclinable con chasis de acero cromado y plegable. Respaldo reclinable tipo camilla, apoyacabeza desmontable y apoyapiés elevables, rebatibles y desmontables con apoyapantorrillas acolchados y regulables. Apoyabrazos desmontables. Tapizado de cuerina lavable, cubiertas solidas, frenos tipo bicicleta y ruedas antivuelco. Ancho de asiento 41 o 46 cm (ancho total 60/65 cm), profundidad 40 cm, altura total 119 cm. Peso 23,4 kg. Soporta hasta 100 kg.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.