




Silla de Ruedas de Traslado Desmontable

Código: **SR-110**



Especificaciones

Categoría	De traslado > Sillas de ruedas
Soporta hasta	100 kg
Ancho de asiento	41 43 46
Material	Acero
Peso del producto	15,4 kg

Descripción

Silla de ruedas de traslado desmontable con estructura de acero y cruceta simple. Apoyabrazos rebatibles tipo escritorio y apoyapiés rebatibles y desmontables. Ruedas traseras de 30 cm y delanteras de 20 cm. Frenos manuales laterales. Asiento y respaldo de tela ignífuga. Profundidad de asiento 40 cm. Disponible en ancho de 41, 43 y 46 cm. Soporta hasta 100 kg.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.