



Silla de Ruedas de Aluminio Plegable Doble Cruceta

Código: **SR-202**



Especificaciones	
Categoría	Manuales de aluminio > Sillas de ruedas
Soporta hasta	110 kg
Ancho de asiento	41 46
Color	Blanca/Negra
Material	Aluminio
Peso del producto	15 kg
Tipo	Silla de ruedas manual
Modelo interno	C202
Marca	Ortopedia Belgrano
Diseno	Plegable, doble cruceta
Apoyabrazos	rebatibles y regulables en altura
Apoyapiés	rebatibles y regulables en altura
Ruedas traseras	60 cm, semi neumaticas, desmontables, eje quick release
Ruedas delanteras	20 cm, macizas
Ruedas antivuelco	Si
Cantidad de ruedas	4
Profundidad de asiento	43 cm
Ancho total	60 cm (asiento 41) / 65 cm (asiento 46)
Ancho cerrada	25 cm
Altura del respaldo	40 cm
Altura total	90 cm
Peso maximo soportado	110 kg
Reclinable	No -
Postural	No

Descripción



Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.