



Silla de Ruedas Postural de Aluminio con Sistema Tilt a Medida

Código: **SR-206**



Especificaciones	
Categoría	Posturales / Reclinables > Sillas de ruedas
Soporta hasta	100 kg
Ancho de asiento	35 38 41 43 46
Material	Aluminio
Tipo	postural con sistema Tilt y traslado
Tilt	bascucion hasta 45 grados, accion por pedal
Respaldo	angulo fijo modificable 85-100 grados
Inclinacion del asiento	regulable
Centro de gravedad	regulable (eje posterior antero-posterior)
Altura del chasis	regulable
Plegado	frontal por gatillo
Ruedas traseras	neumaticas antipinchaduras extraibles 40 cm, desacople rapido
Ruedas delanteras	150 mm Polyaire
Apoyapies	desmontables, sujecion con base rigida, flexion plantar regulable

Descripción

Silla de ruedas postural de traslado con sistema TILT (bascucion del asiento hasta 45 grados por pedal), fabricada en aluminio 6061 segun medidas del usuario. Indicada para posicionamiento y encefalopatía. Chasis expandible en ancho y extensible en longitud de sentado, con plegado frontal por gatillo. Centro de gravedad regulable por desplazamiento del eje posterior (antero-posterior) y altura del chasis regulable por cambio de posicion del eje.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.