



Silla de Ruedas Postural de Traslado a Medida

Código: SR-207



Especificaciones	
Categoría	Pediátricas > Posturales / Reclinables > Sillas de ruedas
Soporta hasta	80 kg
Ancho de asiento	30 35
Material	Aluminio
Acompaña el crecimiento del usuario	se regula la altura del respaldo, los apoyapies y la profundidad del asiento. Fabricada totalmente a medida del usuario
Tipo	postural de traslado, a medida
Chasis	plegado frontal super compacto
Asiento	tela cover regulable en profundidad, con ballenas de refuerzo
Apoyacabeza	anatomico regulable en altura
Apoyabrazos	fijos y acolchados
Contencion	doble flap para tronco + arnes de sujecion con funda, regulable, cierre de un punto
Apoyapies	independientes rebatibles, talonera y sujeciones de neoprene, regulables en altura e inclinacion
Ruedas traseras	10 pulgadas, freno mono comando con traba automatica

Descripción

Silla de ruedas postural de traslado, sumamente funcional, con plegado compacto que la hace ideal para el traslado sin descuidar el posicionamiento del paciente.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.