



Silla de Ruedas de Aluminio Clasica Autopropulsable

Código: **SR-211**



Especificaciones	
Categoría	Manuales de aluminio > Sillas de ruedas
Soporta hasta	115 kg
Ancho de asiento	41 45
Material	Aluminio
Peso del producto	15 kg
Profundidad de asiento	regulable 41 a 51 cm
Ancho total	62 cm (plegada 32 cm)
Altura del respaldo	48 cm
Altura del asiento al piso	50 cm
Ruedas traseras	60 cm PU, con desacople rapido (autopropulsable)
Ruedas delanteras	20 cm PU Frenos manuales laterales
Apoyabrazos	tipo escritorio, rebatibles, desmontables, regulables en altura y profundidad
Apoyapiés	regulables en altura, desmontables, pedanas regulables en angulo
Centro de gravedad	ajustable vertical y antero-posterior
Tapizado	tela ignifuga (respaldo con velcros de tension)
Peso soportado	hasta 115 kg

Descripción

Silla de ruedas manual clasica de aluminio, autopropulsable, con asiento y respaldo de tela ignifuga. Apoyabrazos rebatibles y desmontables tipo escritorio, regulables en altura y profundidad. Apoyapiés regulables en altura, desmontables, con pedanas regulables en angulo. Centro de gravedad desplazable (vertical y antero-posterior). Respaldo con velcros para regular la tension y asiento regulable en profundidad.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

