



Silla de Ruedas de Aluminio Compacta Dinamica a Medida

Código: **SR-213**



Especificaciones

Categoría	Manuales de aluminio > Sillas de ruedas
Ancho de asiento	35 38 41 43 45
Material	Aluminio
Cuadro	fijo con plegado frontal (sistema ACER LOOP), pintura epoxi
Respaldo	rebatible y ajustable en tension (tela cordura, cintas y velcro)
Almohadon	espuma con base rigida de aluminio (alineacion de cadera)
Ruedas traseras	neumaticas 60 cm, llantas de rayos, rodamientos doble blindaje, extraccion rapida (quick release)
Ruedas delanteras	Polyaire 15 cm, anti-impacto
Centro de gravedad	ajustable (eje antero-posterior) Protectores laterales
Opciones de ruedas	neumaticas o macizas Adaptable para jovenes y adultos, medidas personalizadas
Origen	Industria Argentina (fabricacion aprox. 45 dias)

Descripción

Silla de ruedas compacta y dinamica, fabricada 100% a medida, con diseno liviano y funcional. Cuadro fijo con plegado frontal (sistema ACER LOOP) y terminacion en pintura epoxi de alta resistencia. Estructura tubular en aluminio aleado 6061-T6R4 con soldadura electronica TIG. Ideal para uso diario, facil de transportar y altamente personalizable.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.