



Silla de Ruedas de Paseo Postural Pediatrica a Medida

Código: **SR-214**



Especificaciones

Categoría	Pediátricas > Posturales / Reclinables > Sillas de ruedas
Ancho de asiento	34 36 38 40
Material	Aluminio
Acompaña el crecimiento del usuario	se regula la altura del respaldo, los apoyapies y la profundidad del asiento. Fabricada totalmente a medida del usuario
Tipo	paseo postural pediatrica, a medida
Chasis	plegado frontal super compacto
Respaldo	tela cover con tensores, angulo regulable en 3 posiciones (85, 90, 95 grados), accesorio para extender el largo
Asiento	tela cover regulable en profundidad, con ballenas de refuerzo
Apoyacabeza	anatomico regulable en altura
Apoyabrazos	fijos y acolchados
Contencion	doble flap para tronco + arnes de sujecion con funda, regulable, cierre de un punto
Apoyapies	independientes rebatibles, talonera y sujeciones de neoprene, regulables en altura e inclinacion
Ruedas traseras	10 pulgadas, freno mono comando con traba automatica
Accesorios opcionales	mesa de acrilico desmontable; soportes laterales de tronco; cinturon de retraccion pelvica con almohadillas 3D

Descripción

Silla de ruedas de paseo postural pediatrica, sumamente funcional, con plegado compacto ideal para el traslado sin descuidar el posicionamiento del paciente.

Respaldo de la compra



Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.