



Silla de Ruedas Postural de Traslado con Respaldo Plano

Código: **SR-217**



Especificaciones	
Categoría	Pediátricas > Posturales / Reclinables > Sillas de ruedas
Ancho de asiento	30 35 40
Material	Aluminio
Peso del producto	16 kg
Tipo	postural de traslado, respaldo plano
Respaldo	plano, ajustable en altura, reclinable en 7 posiciones de 90 a 120 grados
Controles laterales	rebatibles in/out, regulables en ancho, altura y profundidad
Asiento	solido, ajustable en profundidad e inclinacion (10, 20 y 30 grados)
Apoyacabeza	plano, regulable en altura, desmontable
Apoyabrazos	acolchados, regulables en altura e inclinacion
Apoyapiés	elevables, regulables en altura e inclinacion
Manija de empuje	regulable en inclinacion
Ruedas traseras	macizas 28 cm, desmontables con eje de extraccion rapida y freno monocomando
Garantia	de por vida en chasis y ejes, 1 ano en partes
Origen	USA (ANMAT PM 2404-15)

Descripción

Silla de ruedas postural de traslado con respaldo plano, de estructura solida en aluminio inyectado y plegado frontal. Diseñada para posicionamiento avanzado con amplias regulaciones y certificacion de crash test para traslado seguro en vehiculo. Incluye kit de crecimiento integrado, ideal para acompañar el desarrollo del usuario. Origen USA.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

