




Silla de Ruedas de Aluminio Reclinable con Tilt Butaca de Auto 30x20

Código: **SR-219**



Especificaciones	
Categoría	Posturales / Reclinables > Sillas de ruedas
Soporta hasta	125 kg
Ancho de asiento	41 46 48 51
Material	Aluminio
Peso del producto	42 kg
Profundidad de asiento	ajustable 46, 48 y 51 cm
Ancho total	65 a 75 cm
Ruedas	traseras 30 cm neumáticas / delanteras 17,5 cm
Reclinación	90°-135°
Sistema tilt	0°-30°
Peso soportado	hasta 125 kg
Apoyacabezas	ajustable y acolchado
Plegable	Si

Descripción

Silla de ruedas de aluminio reclinable con sistema tilt, tipo butaca de auto. Se reclina de 90° a 135° con dos cilindros y bascula de 0° a 30°. Asiento y respaldo de poliuretano ergonómico con apoyacabezas ajustable.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.