



Silla de Ruedas Postural con Butaca Tilt de Acero Reforzado

Código: **SR-220**



Especificaciones	
Categoría	Posturales / Reclinables > Reforzadas > Sillas de ruedas
Soporta hasta	150 kg
Ancho de asiento	41 46
Material	Acero
Peso del producto	42 kg
Tipo	postural para adultos, con sistema Tilt
Ancho total	67 cm (asiento 41) / 72 cm (asiento 46) Sistema
Tilt	inclinacion del asiento
Angulo del respaldo	ajustable
Altura de reposabrazos	regulable
Ruedas delanteras	PU 8 pulgadas (20 cm)
Ruedas traseras	PU 12 / 24 pulgadas (30 / 60 cm)
Cantidad de ruedas	4
Peso maximo soportado	150 kg
Peso total de la silla	42 kg Plegable Uso manual, no deportiva, sin bateria Indicada para soporte postural, rehabilitacion y uso prolongado

Descripción

Silla de ruedas postural con sistema Tilt, diseñada para usuarios que requieren soporte postural avanzado, confort prolongado y ajustes personalizados. Ideal para personas con parálisis cerebral, movilidad reducida severa o necesidades posturales especiales. El sistema Tilt modifica el ángulo del asiento y del respaldo, ayudando a reducir la presión, mejorar la circulación y brindar mayor comodidad en el uso prolongado. Estructura de acero reforzado para máxima estabilidad y seguridad. Plegable y robusta, para uso domiciliario, clínico e institucional.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

