



Silla de Ruedas de Aluminio Ultraliviana Desmontable Nacional

Código: **SR-223**



Especificaciones	
Categoría	Manuales de aluminio > Sillas de ruedas > Ultralivianas
Soporta hasta	110 kg
Ancho de asiento	41 43 46
Material	Aluminio
Peso del producto	14,5 kg
Ancho total	61 / 63 / 65 cm (según asiento)
Profundidad de asiento	41 cm
Altura del asiento al piso	48 cm
Altura del respaldo	47 cm
Altura de manijas al piso	90 cm
Profundidad con apoyapiés	104 cm
Ruedas traseras	60 cm, con rayos, semineumáticas de PU (autopropulsable, no requiere inflado)
Ruedas delanteras	20 cm, semineumáticas de PU
Aros de propulsión	ergonómicos, revestidos en plástico
Apoyabrazos	tipo escritorio, rebatibles (palanca a una mano)
Apoyapiés	rebatibles y extraíbles
Tapizado	tela de alta resistencia e ignífuga
Peso máximo soportado	110 kg Plegable y desmontable

Descripción

Silla de ruedas de aluminio ultraliviana, plegable y desmontable, de industria nacional. Construida en aluminio con cruceta extra resistente para un manejo estable y duradero. Tela de asiento de alta resistencia e ignífuga. Autopropulsable, con ruedas traseras de 60 cm semineumáticas (no requiere inflado) y aros de propulsión ergonómicos revestidos en plástico.

Respaldo de la compra



Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.