



Silla de Ruedas Postural Pediátrica de Aluminio Tom 4

Código: **SR-224**



Especificaciones	
Categoría	Posturales / Reclinables > Sillas de ruedas
Soporta hasta	35 kg
Ancho de asiento	30 35 40
Material	Aluminio
Peso del producto	14 kg
Profundidad de asiento	27 a 35 cm
Ancho total	58,5 cm
Ruedas	neumáticas 30 / 20 cm
Reclinación del respaldo	0°-180° Inclinación de butaca (tilt): ± 27°
Peso soportado	hasta 35 kg
Edad	3 a 5 años
Plegable	Si
Norma	anclaje para vehículos EN ISO 7176/19

Descripción

Silla de ruedas postural pediátrica Tom 4, diseñada y producida en Europa. Butaca desmontable, reversible y ajustable en inclinación (tilt). Placas de aluminio en asiento y respaldo regulables en profundidad y altura, con respaldo reclinable y apoyapiés regulable.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	Factura A o B Para obra social, reintegro o empresa.	Certificación ANMAT Producto médico habilitado.	Devolución en 10 días Ley 24.240, art. 34.
---	--	---	--

Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.