




Silla de Ruedas de Aluminio Compacta Ultraliviana Urbana

Código: **SR-228**



Especificaciones	
Categoría	Manuales de aluminio > Sillas de ruedas > Ultralivianas
Soporta hasta	100 kg
Ancho de asiento	41 46
Color	Violeta Roja
Material	Aluminio
Peso del producto	12 kg
Tipo	silla de ruedas manual
Modelo	C228
Diseno	compacto ultraliviano, plegado frontal
Ancho total	64 cm (asiento 41) / 69 cm (asiento 46)
Profundidad de asiento	41 cm
Altura del asiento	50 cm
Altura del respaldo	33 cm
Altura total	80 cm
Ruedas traseras	neumaticas con extraccion rapida (quick release)
Ruedas delanteras	compactas, alta maniobrabilidad
Apoyabrazos	desmontables
Apoyapiés	unico fijo
Respaldo	reclinacion fija
Peso maximo soportado	100 kg Plegable

Descripción

Silla de ruedas compacta ultraliviana de aluminio, diseñada para usuarios que priorizan maxima ligereza, diseno compacto y facilidad de transporte sin resignar estabilidad. Pesa solo 12 kg, una de las manuales mas livianas de su categoria. Su plegado frontal y las ruedas traseras con extraccion rapida reducen el volumen al minimo: ideal para baul de auto, viajes o uso urbano. Modelo C228 de Ortopedia Belgrano, gama premium ultraliviana para usuarios activos.

Respaldo de la compra



Probalo antes de comprar en nuestro local de Av. Monroe 3552 — Belgrano, CABA (frente al Hospital Pirovano), o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7636-5883 y te asesoramos sin cargo, antes y después de la compra. Envíos a todo el país.